

PETTINARI

Equipamiento Hospitalario

CAMA DE CUIDADOS ESPECIALES

PM JD

- Lecho articulado en 4 sectores.
- Trendelemburg / trendelemburg invertido, altura fija.
- Cabecero volcable / desmontable y piecero fijo.
- Contenedores laterales deslizables PETTINARI.
- Protección posterior.
- Tren rodante.
- Acondicionada para recibir accesorios.
- 1 mástil para bombas PETTINARI.
- Accionamiento total mecánico a manivela.

MODELO PM140HNA1



PETTINARI

www.pettinari.com.ar

info@pettinari.com.ar

Tel.: 54 11 4521 6583